


Butterfly
VOLTIGIEREN · VAULTING · VOLTIGE®

info@butterfly-voltigieren.de
www.butterfly-voltigieren.de



Voltigiergurt

→ flexible Adaption durch Scharniere

- Zwei Scharniere verhindern eine Scherenbildung, die bei nur einem mittigen Scharnier auftreten kann.
- Es stehen verschiedenen Kissenformen zur Verfügung.

Somit eine doppelte Anpassung für eine optimale Auflagefläche und Druckverteilung.

- Bei „runden“ Pferden kann der Gurt sogar ohne Kissen, zur Anpassung reichen die Scharniere, nur mit unserer speziellen Gurtunterlage genutzt werden. Dies bedingt einen tieferen Schwerpunkt und bietet:
 - Vorteile bei Stüttschwüngen sowie bei Kürübungen im Griff → dichter am Pferd/Schwerpunkt → weniger Gleichgewichtsverluste und Fliehkräfte
 - gleichmäßigere Auflagefläche → kein Verkannten mit punktuellen Druckstellen
- Bei „spitzeren“ Pferden ist der Gurt analog auch nur mit Kissen ohne Gurtunterlage nutzbar. Die Anpassung erfolgt durch die Scharniere und die Kissen.
 - tieferer Schwerpunkt
 - optimale Verbindung durch Klettverbindungen ohne Verkannten

→ Durch die Klettverbindungen von

- Gurt zu Kissen,
- Kissen zu Gurtunterlage,
- Gurtunterlage zu Pad

liegt alles fest, ohne zu verrutschen.

→ rutschfeste Griffe

- austauschbar
- Weitere Griffformen werden entwickelt.
- Individuelle Griffe nach Ihren Vorgaben können entwickelt werden – Einzelanfertigungen möglich.

→ Polsterung unter und zwischen den Griffen

→ Rollenzug für Bauchgurte

→ verstellbare Fußschlaufen

→ 5 Ausbinderinge an jeder Seite

→ Außenmaterial: Leder

→ kein extra Bockgurt mehr nötig

- aufgrund der Flexibilität kann der Gurt auf jedem Holzpferd, „Airhorse“ und „Movie“ benutzt werden.

Rollenzug-Adapter

- Er ersetzt den Bauchgurt und kann leicht zum Befestigen des Gurtes auf „Airhorse“ und/oder „Movie“ benutzt werden.



Gurtunterlage

- Gefertigt aus thermoelastischem Material, dessen Festigkeit kaum den Kantendruck des Gurtes zulässt, gleichzeitig aber so weich ist, sodass es amortisiert.
- mit gekanteten Seiten
- Klettverbindung oben und unten
- Materialien: innen Ethylen-Vinylacetat, außen Velourleder



Bauchgurt

- mit langen Strippen für den Rollenzug
- Der ergonomische Schnitt als „Mondgurt“ mit größerer Auflagefläche und viel Ellenbogenfreiheit führt zu einer optimalen Druckverteilung und entlastet das Brustbein.
- Die weiche Bauchauflage aus synthetischem Kautschuk verhindert ein Verrutschen.
- mit mittigem D-Ring für Hilfszügel
- Materialien: MEMOFORM und LEMICO® sowie synthetischer Kautschuk



Kautschuk-Bauchauflage

Ausbinder

- mit schiebbaren Längenverstellern
- schnelles Ein- und Aushängen mithilfe der beidseitigen Karabiner
- keine Verletzungsgefahr bedingt durch flache, hakenlose Karabiner
- Material: LEMICO®



Schnelle Längenverstellung aller Strippen

Longe

- mit Schnallenteil und nicht drehbarem Karabiner (mit Schnalle und/oder Karabiner nutzbar)
- Länge 9,3 m
- Material: Baumwollgurt

Dreieckszügel

- mit schiebbaren Längenverstellern
- mit Schnallenteil und nicht drehbarem Karabiner (mit Schnalle und/oder Karabiner nutzbar)
- schnelles Ein- und Aushängen mithilfe der beidseitigen Karabiner
- keine Verletzungsgefahr bedingt durch flache, hakenlose Karabiner
- Material: LEMICO®



Trense

- kombiniertes Reithalfter
- Nacken-, Stirn- und Nasenriemen gepolstert
- Material: Leder





Alle Produkte können auf Wunsch rein vegan gefertigt werden.

Alle Produkte sind in schwarz und weiß erhältlich.

Kissen

- in verschiedenen Größen (siehe Garfik)
- Materialien: innen verdichteter Schaumstoff, außen Leder



Bei allen Kissen 114 mm

Größen:
H 45 mm/L 470 mm
H 55 mm/L 450 mm
H 65 mm/L 435 mm
H 75 mm/L 400 mm
H 85 mm/L 370 mm



Was ist LEMICO®?

Das Obermaterial LEMICO® ist extrem belastbar, hoch reißfest und pflegeleicht. Das Material bleibt unabhängig von der Temperatur immer weich und wird weder brüchig noch starr. Zur Pflege wird das Material mit Wasser und einem milden Reinigungsmittel abgewaschen und anschließend mit einem weichen Tuch abgetrocknet.

Die praktische Transporttasche

Für den Transport und die Aufbewahrung des Voltigiergurtes sowie des Zubehörs eignet sich die Nylontasche mit Reißverschluss, Trage- und Umhängeriemern perfekt. Die aufgesetzte Außentasche hält beispielsweise die Turnierunterlagen bereit. Die Tasche ist leicht zu reinigen und kann in leerem Zustand platzsparend verstaut werden.



Butterfly
DRESSAGE · JUMPING · GENERAL PURPOSE ®

Wir sind offizieller Vertriebspartner der Butterfly®-Sättel. Nachfolgend die Vorteile des einzigartigen Sattelbaum-systems:

Butterfly® Sättel bieten ein revolutionäres Sattelbaum-System, das so flexibel ist, dass es sich den meisten Pferden anpasst – unabhängig von Rasse und Körperbau.

- Die beweglichen Scharniere des Sattelbaums im Bereich von Schulter- und Widerrist ermöglichen die Anpassung des Sattels an jede Bewegung des Pferdes – vom Schritt bis zur höchsten Versammlung.
- Ohne konventionelles Kopfeisen – das verbliebene Brückeneisen kann keinen Druck auf den Widerrist ausüben.
- Butterfly®-Sättel passen auf die meisten Pferde – von Pony über Warmblut bis Kaltblut.
- Mit enormer Schulter- und Widerristfreiheit zur Vermeidung schmerzhafter Druckpunkte am Trapezmuskel.
- „Close-Contact-Seat“
- Ermöglicht schwingvollere, kadenziertere Bewegungen durch mehr Losgelassenheit.
- Alle Metallelemente werden aus rostfreiem Edelstahl gefertigt. Die wartungsfreie Sturzfeder ohne Schnapper ist halbmondförmig geschwungen. Die Sattelstrippen werden aus hoch reißfestem LEMICO® gefertigt.

Schwarzwald-Sportzentrum Neubulach STS Sport- und Tagungsservice GmbH

Bühlstraße 11 · D-75387 Neubulach
Tel.: +49 (0) 7053 967584
Fax: +49 (0) 7053 967586
info@mein-butterfly.de
www.mein-butterfly.de